

## M5 Blue line Mikromotor Handstück

### Materialien

Buntmetalle  
Gips / Wachs  
Kunststoff

### Anwendungsbereiche

Feine Schleifarbeiten / Entgratung  
Oberflächen Bearbeitung  
Gravuren



### Technische Daten

Allgemeines		Abmaße	
Schnellspannvorrichtung		Länge	109 mm
Leerlauf Lautstärke	59,8 dB	Durchmesser	29 mm
Vibrationen	K= 1,3 m/s <sup>2</sup>	Gewicht	179 g

Motor		Anschluss	
Drehzahl	1.000 - 50.000 min <sup>-1</sup>		
Drehmoment	7, 8 Ncm		
Leistung	260 W		

Zolltarifnummer		Produktinformationen	
Micromotore	90184100	Part no.	50000M3
	84672199		

### Kompatibilität

				
Fußsteuergerät – MVF2	Kniesteuerggerät – MVK2	Tischsteuergerät – MVT2	Tischsteuergerät – TK1	Eachboy – MVT4



## M5 Blue line Micromotor Handstück

### Materials

Non-ferrous metal  
Gips / Wax  
Plastic



### Application fields

Rough grinding work / deburring  
Surface treatment  
Engravings

### Technical data

General		Dimensions	
Quick fastening		Length	109 mm
Sound pressure level	59,8 dB	Diameter	29 mm
Vibrations	K= 1,3 m/s <sup>2</sup>	Weight	179 g

Motor		Anschluss	
Rotational speed	1.000 - 50.000 min <sup>-1</sup>		
Torque	7, 8 Ncm		
Power input	260 W		

Customs number		Product information	
Micromotor	90184100	Part no.	50000M3
	84672199		

### Compatibility

				
Foot control unit – MVF2	Knee control unit – MVK2	Table control unit – MVT2	Table control un – TK1	Eachboy – MVT4

